



口罩消毒指引



1、消毒前准备工作

进入消毒房前，操作人员必须先做好自身消毒工作，并佩戴好口罩、护目镜和防护手套。



2、消毒格消毒

开启机器人，加载设备消毒程序 SBXD 对消毒格进行消毒，开启后有 20 秒等待时间，请人员及时离开消毒房。



3、口罩正面消毒

3.1 在每个消毒格中放置一张干净的纸巾垫底。



3、口罩正面消毒

3.2 将需要消毒的口罩蓝色正面朝上，口罩绳折合在蓝色一面放置在消毒格中，每格放一个口罩。



3、口罩正面消毒

3.3 打开机器人加载口罩消毒程序 KZXD 把机器人移动到home点。开启机器人对口罩进行消毒（15 分钟），请人员及时离开消毒房。



4、口罩反面消毒

操作员更换新的防护手套，将蓝色正面消毒后的口罩拿出，把垫底纸巾抽出丢弃到指定垃圾桶，口罩翻转白色反面朝上，放回消毒格，进行反面消毒。开启机器人对口罩进行消毒，请人员及时离开消毒房。



5、消毒后

操作员更换新的防护手套进行消毒房，使用新的保鲜袋将两面消毒完毕的口罩单独封装。



口罩消毒登记表					
序号	日期	消毒数量	消毒时间	操作员	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

6、登记

每次使用紫外线灯消毒后请在《口罩消毒登记表》上登记。